

PHMETRO DE BOLSO (PORTÁTIL)

pHmetro portátil com compensação automática de temperatura para soluções aquosas com pH 0 - 14.

Equipamento versátil e de fácil manuseio, ideal para utilização em campo, escolas, laboratório, indústrias, universidades, centros de pesquisa, entre outros.



Características

- Compacto e portátil;
- Eletrodo de vidro embutido;
- Indicador digital;
- Faixa de Medição de 0,0 a 14,0;
- Compensação Automática de Temperatura;
- Acompanham soluções de calibração.

Especificações Técnicas

Especificação	Descrição
Faixa de Medição de pH	0 - 14
Precisão	± 0,1
Resolução	0,1
Faixa de Trabalho	0 – 50°C
Eletrodo	Fixo
Visor de Compensação Automática de Temperatura	Sim
Soluções de Calibração	pH 4,01, 7,00 e 10,01
Peso	82 g
Dimensões	188 x 38 x 28 mm
Bateria	4 Baterias 1,5 V

*A compensação automática de temperatura não é visualizada.

Embalagem contém:

- 01 pHmetro de Bolso;
- 03 Soluções de Calibração;
- 04 Baterias Padrão LR44/AG13 de 1,5 V;
- 01 Manual de Instruções.

Modelo	Descrição	Apresentação
K39-0014PA	pHmetro de bolso (portátil), pH 0-14.	Unidade

ACESSÓRIOS

Indica-se o uso do KCL em gel para o modelo K39-0014PA.

Modelo	Descrição	Apresentação
K39-001PAG	KCL em Gel para pHmetro de Bolso	Unidade