

CC90**CC150**

CARACTERÍSTICAS

- Design compacto adaptado a vários ambientes;
- A luz LED pode ser ajustada para criar uma perspectiva ideal para o operador;
- Ele emite um sinal sonoro durante a contagem;
- Fonte de luz interna para ajudar a contagem de bactérias de difícil visualização;
- Caneta de contagem projetada para garantir que não haja omissão na contagem das células;
- Lupa superior de aumento de 3x com iluminação de LED;
- Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa;
- Sistema de controle de voltagem, inibindo a interferência elétrica.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	CC90	CC150
Capacidade do contador	0 ~ 999	0 ~ 999
Diâmetro da placa de contagem	Ø115mm	Ø155mm
Dimensão externa	255 × 210 × 160mm	360 × 300 × 180mm
Ampliação	3 ~ 9 Vezes	3 ~ 9 Vezes
Tensão	Bivolt	Bivolt
Consumo de energia	20W	50W
Peso	2,2 kg	4,3 kg