

VAC26



VAC29



INTRODUÇÃO

Bombas de vácuo para uso em laboratórios. Com design moderno e compacto. Possui alças de fácil transporte e sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.

CARACTERÍSTICAS

- Livre de óleo, bomba tipo membrana (VAC26, VAC29) bomba tipo pistola (VAC30), alto fluxo de ar;
- O indicador de vácuo mostra o grau de vácuo ao aspirar;
- Gera pouco barulho, na média de 50 db;
- VAC30 com dupla função, bomba de vácuo e bomba de compressão.

VAC30



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	VAC26	VAC29	VAC30
Potência HP	HP 1/4	HP 1/2	HP 1/4
Velocidade (RPM)	1700	1700	1700
Vácuo (mmHG)	600	600	650
Fluxo de ar (L/min)	65-68	128-135	35-40
Tamanho da bomba	32 x 13 x 17	43 x 16.5 x 24	36 x 13.5 x 20.5
Tensão	Bivolt	Bivolt	110 ou 220V
Peso	4.6 kg	9.5 kg	5.5 kg