

CENTRÍFUGA DE MICROHEMATÓCRITO, VELOCIDADE AJUSTÁVEL ATÉ 12000RPM

A centrífuga para microhematócrito CM-12000 de velocidade ajustável até 12.000rpm é usada em laboratórios de análises clínicas, bioquímica, imunogenética, separação sanguínea e testes clínicos gerais para valor hematócrito; acompanha rotor para 24 tubos capilares e régua; baixo nível de ruído; estrutura revestida em epóxi eletrostática; Velocidade máxima de 12.000RPM e cronômetro até 30 minutos.



**ROTOR CAPILAR
INCLUSO**



| MODELO | CM-12000 |
|-----------------------------|--|
| VELOCIDADE MÁXIMA (RPM) | 0-12000RPM REGULÁVEIS |
| CAPACIDADE DOS ROTORES | 24 TUBOS CAPILARES - 24 X 1,5ML - 24 X 0,5ML |
| FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG) | 0-15300XG |
| RUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA) | 65 DBA |
| PRECISÃO DA VELOCIDADE | ±10R/MIN |
| ALIMENTAÇÃO | 110V / 220V |
| PESO SEM ROTOR | 8 KGS |
| TIMER | REGULÁVEL ATÉ 0-30 MINUTOS |
| DIMENSÕES EM MM (C X L X A) | 485X320X265 |

ROTORES DO MODELO CM-12000

| MODELO | H-802C* | M15-802C | M0.5-802C |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ROTOR | ÂNGULO FIXO (0°) | ÂNGULO FIXO (45°) | ÂNGULO FIXO (45°) |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 12000 RPM | 10.000 RPM | 10.000 RPM |
| CAPACIDADE | 24X TUBOS CAPILARES | 24X1,5ML | 24X0,5ML |
| FORÇA MÁXIMA EM RCF | 14800 XG | 14800 XG | 14800 XG |
| | | | |



* Rotor incluso. Também disponível para reposição.

DISTRIBUIDOR

Imagens meramente ilustrativas