

CON300

ION

CONDUTIVÍMETRO, COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC), MEDIÇÕES DE 0 A 19,99 MS



Os medidores de condutividade da ION proporcionam medições rápidas e precisas da condutividade de soluções aquosas. Desde os modelos mais simples até os laboratoriais, todos microprocessados, permitem o ajuste da constante de célula, fornecendo resultados de μS até mS . Os valores são demonstrados na tela em tempo real.

Características:

- Faixa de medição de condutividade: 0 a 19,99 mS/cm
- Exatidão da condutibilidade: $\pm 1,5\%$ (Em toda escala)
- Escala de temperatura de 0 a 50°C
- Precisão da temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Normalização da temperatura: 25°C Fixo
- Coeficiente de temperatura: 2% por $^\circ\text{C}$
- Pontos de calibração: 1 ponto
- Solução de calibração: Valor da calibração selecionável de 1000 a 1800S
- Compensação automática de temperatura: 15 a 35°C manual
- Umidade de operação: A prova D'água
- Possui tela LCD
- Alimentação: 3x Pilha tipo botão 1.5V
- Dimensões: 180 comp. x 35 diâm.
- Peso: 85g



Distribuidor: