

## CUBAS DE ELETROFORESE

Utilizadas na separação de proteínas e ácidos nucleicos, análises de fragmentos de restrição e estudos analíticos.

Disponíveis em três modelos completos, ideais para eletroforese em géis de agarose e poliacrilamida.

Design compacto à prova de vazamento, permitindo preparo do gel de forma rápida e segura com economia de tampão. Tampa transparente com encaixe único para maior segurança, permitindo o acompanhamento visual da corrida.

### Características

- Produzidas em acrílico de alto impacto para maior durabilidade e resistência;
- Eletrodo em fio de platina puro, 99,99% resistente à corrosão;
- Bandejas disponíveis em diferentes tamanhos;
- Ampla variedade de acessórios disponíveis.<sup>1</sup>

#### CUBA HORIZONTAL 10 x 10

Projetada para eletroforese horizontal rápida em gel de agarose, acompanha bandejas de tamanho 10 x 7 cm e 10 x 10 cm.

Capacidade para aplicação de até 100 amostras, permitindo uma eletroforese de qualidade com um baixo volume de tampão.



K33-10H

#### CUBA HORIZONTAL 15 x 15


Sistema versátil com 3 modelos de bandejas: 15 x 7 cm, 15 x 10 cm e 15 x 15 cm, permite a aplicação de até 210 amostras.

Ideal para a separação e identificação de fragmentos de restrição, possibilita a separação de material genético de peso molecular semelhante.



K33-15H

<sup>1</sup>Para mais informações entre em contato.



| Cuba Horizontal                | K33-10H                   | K33-15H                               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Tamanho das Bandejas           | 10 x 7 cm<br>e 10 x 10 cm | 15 x 7 cm, 15 x 10 cm<br>e 15 x 15 cm |
| Tamanho do Gel                 | 10 x 7 cm<br>e 10 x 10 cm | 15 x 7 cm, 15 x 10 cm<br>e 15 x 15 cm |
| Dimensões (L x C x A)          | 22 x 12,5 x 9 cm          | 26,5 x 17,5 x 9 cm                    |
| Capacidade Máxima <sup>2</sup> | Até 100 Amostras          | Até 210 Amostras                      |
| Volume de Tampão               | 300 mL                    | 500 mL                                |

### Embalagem contém:

#### K33-10H

01 Tanque;  
01 Tampa;  
02 Bandejas;  
02 Pentes (1 mm) para 16 Amostras;  
02 Borrachas de Suporte para Preparo do Gel;  
01 Par de Cabos para Conexão;  
01 Manual de Instruções;  
Acompanha Faixas Adesivas para Orientação.

#### K33-15H

01 Tanque;  
01 Tampa;  
03 Bandejas;  
02 Pentes (1 mm) para 20 Amostras;  
02 Borrachas de Suporte para Preparo do Gel;  
01 Par de Cabos para Conexão;  
01 Manual de Instruções.  
Acompanha Faixa Adesiva para Orientação.

## ACESSÓRIOS

### Acessórios para Cuba Horizontal 10 x 10 cm

| Modelo | Descrição                                                                          | Apresentação |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| K34-03 | Pente para Cuba K33-10H, 12 Amostras, 1 mm de Espessura                            | Unidade      |
| K34-04 | Pente para Cuba K33-10H, 25 amostras, 1 mm de Espessura                            | Unidade      |
| K34-05 | Pente para Cuba K33-10H, 1,5 mm de Espessura                                       | Unidade      |
| K34-06 | Pente para Cuba K33-10H, 10 Amostras, 1 mm de Espessura, Compatível com Multicanal | Unidade      |
| K34-35 | Espátula para Cuba K33-10H                                                         | Unidade      |

<sup>2</sup>De acordo com o tamanho do gel e número de pentes utilizados.

## Acessórios para Cuba Horizontal 15 x 15 cm

| Modelo | Descrição                                                                            | Apresentação |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| K34-09 | Pente para Cuba K33-15H, 20 Amostras, 1 mm de Espessura                              | Unidade      |
| K34-10 | Pente para Cuba K33-15H, 20 Amostras, 1,5 mm de Espessura                            | Unidade      |
| K34-11 | Pente para Cuba K33-15H, 35 Amostras, 1 mm de Espessura                              | Unidade      |
| K34-12 | Pente para Cuba K33-15H, 30 Amostras, 1 mm de Espessura, Compatível com Multicanal   | Unidade      |
| K34-13 | Pente para Cuba K33-15H, 28 Amostras, 1 mm de Espessura, Compatível com Multicanal   | Unidade      |
| K34-14 | Pente para Cuba K33-15H, 16 Amostras, 1 mm de Espessura, Compatível com Multicanal   | Unidade      |
| K34-15 | Pente para Cuba K33-15H, 16 Amostras, 1,5 mm de Espessura, Compatível com Multicanal | Unidade      |
| K34-16 | Pente para Cuba K33-15H, 30 Amostras, 1,5 mm de Espessura, Compatível com Multicanal | Unidade      |
| K34-17 | Pente para Cuba K33-15H, 18 Amostras, 1 mm de Espessura, Compatível com Multicanal   | Unidade      |
| K34-40 | Espátula para Cuba K33-15H                                                           | Unidade      |

## CUBA VERTICAL 10 X 10

Ideal para a identificação e separação de proteínas de diferentes pesos moleculares utilizando gel de poliacrilamida. Compatível com a maioria dos géis pré-moldados 8 x 10 cm e 10 x 10 cm.

A moldagem do gel realizada no próprio módulo de corrida evita a manipulação desnecessária dos reagentes, facilitando a montagem e conferindo maior segurança ao usuário.

| Cuba Vertical                  | K33-10V                      |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tamanho da Bandeja             | 10 x 10 cm                   |
| Tamanho do Gel                 | 7,5 x 8,5 cm                 |
| Dimensões (L x C x A)          | 19 x 13 x 15 cm              |
| Número de Géis por Corrida     | 4                            |
| Capacidade Máxima <sup>1</sup> | Até 80 amostras (20 por gel) |
| Volume de Tampão               | 250 a 1.200 mL               |

<sup>1</sup>De acordo com o tamanho do gel e número de pentes utilizados.


Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.



K33-10V

**Embalagem contém:**

01 Tanque;  
 01 Tampa;  
 01 Módulo Interno;  
 01 Placa Dummy;  
 01 Pacote de Resfriamento;  
 01 Base de Moldagem;  
 02 Pentes (1 mm) para 12 Amostras;  
 01 Par de Cabos para Conexão;  
 01 Conjunto de Placas de Vidro para Moldagem do Gel com Espaçadores 1 mm;  
 01 Conjunto de Placas de Vidro Entalhadas;  
 01 Manual de Instruções.

**ACESSÓRIOS****Acessórios para Cuba Vertical 10 x 10 cm**

| Modelo | Descrição                                                                          | Apresentação      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| K34-21 | Placas de Vidro 10 x 10 com Espaçadores de 1 mm Anexos                             | 2 unidades/pacote |
| K34-22 | Placas de Vidro de 2 mm de Espessura                                               | 2 unidades/pacote |
| K34-23 | Pente para Cuba K33-10V Amostras, 1 mm de Espessura                                | Unidade           |
| K34-25 | Pente para Cuba K33-10V, 16 Amostras, 1 mm de Espessura, Compatível com Multicanal | Unidade           |
| K34-26 | Placas de Vidro Entalhadas com Espaçadores de 1 mm Anexos                          | 2 unidades/pacote |
| K34-27 | Placas de Vidro 10 x 10 com Espaçadores de 0,75 mm Anexos                          | 2 unidades/pacote |
| K34-28 | Placas de Vidro 10 x 10 com Espaçadores de 1,5 mm Anexos                           | 2 unidades/pacote |
| K34-29 | Pente para Cuba K33-10V, 10 Amostras, 0,75 mm de Espessura                         | Unidade           |
| K34-30 | Pente para Cuba K33-10V, 20 Amostras, 1 mm de Espessura                            | Unidade           |
| K34-31 | Pente para Cuba K33-10V, 12 Amostras, 1,5 mm de Espessura                          | Unidade           |
| K34-32 | Espaçadores para Cuba K33-10V, 10 cm, 1 mm de Espessura                            | Unidade           |
| K34-33 | Pente para Cuba K33-10V, 10 Amostras, 1,5 mm de Espessura                          | Unidade           |
| K34-34 | Pente para Cuba K33-10V, 12 Amostras, 0,75 mm de Espessura                         | Unidade           |
| K34-41 | Base de Moldagem para Cuba K33-10V                                                 | Unidade           |
| K34-44 | Placa de Vidro 10 x 10 Entalhada com Espaçadores de 1,5 mm Anexos                  | 2 unidades/pacote |
| K34-45 | Placa de Vidro 10 x 10 Entalhada sem Espaçadores, 2 mm de Espessura                | 2 unidades/pacote |

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.