


MINICENTRÍFUGA¹

Minicentrífuga projetada para rápida centrifugação, ideal para separação de partículas.


Acompanha rotor para 6 microtubos de 1,5/2,0 mL e rotor para 16 microtubos de PCR 0,2 mL individuais ou em tiras.

Características

- Modelo compacto;
- Indicador luminoso de funcionamento;
- Trava que impede funcionamento com tampa aberta;
- Baixo nível de ruído;
- Rotores intercambiáveis.



Rotor angular para microtubos de 1,5/2,0 mL



Rotor angular para microtubos de PCR individuais ou em tiras 8 x 0,2 mL

Especificações Técnicas

Especificações	Descrição
Modelo	K14-0602
RPM	6.400 rpm
RCF	2.046 xg
Capacidade	6 Microtubos de 1,5/2,0 mL ou 16 Microtubos de 0,2 mL
Dimensões	131,9 x 156,7 mm
Peso	0,620 kg
Potência	18 W
Tensão	AC 110/220 V
Frequência	60 Hz
Raio do Rotor	38,38 mm
Ângulo do Rotor	30°

Modelo	Descrição	Apresentação
K14-0602	Minicentrífuga 6.400 rpm. Bivolt	Unidade

Embalagem contém:

- 01 Minicentrífuga;
- 01 Rotor para 6 Tubos de 1,5/2,0 mL;
- 01 Rotor para 16 Tubos de 0,2 mL;
- 01 Certificado de Garantia;
- 01 Cabo de Energia AC;
- 01 Manual de Instruções.